

# Tinibrush®

## Die Schweizer Zahnbürste mit Magnetwirkung



Vertrieb durch megasana GmbH, Schützengasse 5, CH-9410 Heiden

### 1. Produktebeschreibungen

#### TINIBRUSH®- Zahnbürste

Ein neues Instrument zur Harmonisierung der Lebensenergie und zur Stabilisierung des ganzheitlichen Wohlbefindens.

In Anlehnung an die Behandlungsmethode der Mundakupunktur, deren Nützlichkeit durch zahlreiche medizinische Studien belegt ist, entstand diese moderne Magnetzahnbürste. Dank der Kombination der täglichen Zahnpflege und den Vorteilen der Magneteinwirkung erzielt man in der Vorbeugung und Behandlung verschiedener Störungen im Körper bessere Resultate.

Die TINIBRUSH® besitzt einen magnetischen Zahnbürstenkopf mit fünf vergoldeten Permanentmagneten (1200 Gauss magnetische Flussdichte).

Die TINIBRUSH® erlaubt die Magnetfeldtherapie der Mundhöhle. Es gibt an der inneren Mundschleimhaut Behandlungspunkte mit Organbeziehungen im Sinne der fünf Wandlungsphasen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM).

Die TINIBRUSH® ist in Europa, USA und Kanada patentiert.



Die TINIBRUSH® dient somit nicht nur der Zahnpflege, sondern auch der Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, der Bekämpfung von Karies und Ablagerungen, sowie Verbesserung der Mundschleimhautdurchblutung.

#### Wirkungsweise/Vorteile

Die in der TINIBRUSH® eingesetzten Magnete sind sogenannte Dauermagnete und gehören zu den statischen Magneten. Sie sind für den Körper unschädlich. Die Stärke (Intensität) der Magnete kann nicht erhöht werden (= Sicherheit).

Zähne und Mundakupunkturpunkte haben Wechselbeziehungen zum Organismus. Auf diese den Zähnen gegenüberliegenden Punkte wirken die im Zahnbürstenkopf eingebauten Magnete besonders. Zähne und ihre Umgebung

können einerseits Störimpulse in die Funktionskreise der TCM hineinragen und andererseits aus den Funktionskreisen, beziehungsweise den ihnen zugeordneten inneren Organen, Störimpulse empfangen. Diese Informationen können Ursachen für chronische Krankheiten mit multiformen Symptomen sein. Eine begrenzte Mundschleimhautentzündung weist beispielsweise oft auf Störungen im zugehörigen Funktionskreis hin.

Die **Magnetfeldtherapie** bringt dem Körper vor allem **2 Vorteile**:

- Ausreichende Energie
- Heilende Informationen zur Selbstregulation (z.B. über das Immunsystem)

Der **Nordpol** wirkt schmerzlindernd (Schmerzgrenze anhebend), abschwellend, beruhigend und entsäuernd

Der **Südpol** wirkt durchblutungsverbessernd und wärmend. Er fördert die schnellere Wundheilung und beschleunigt die Regeneration (Auffrischung, Wiederherstellung geschädigter Zellen).

Die Wirkung auf die bessere Durchblutung ist von grösster Bedeutung. Unser Körper besitzt nämlich über 40 Milliarden kleinster Gefässe (Kapillaren).

Die Dauermagnete haben folgende Wirkung:

- Sie erweitern die Gefässe und senken den Gefässwiderstand
- Das Blut fliesst besser, schneller durch die Gefässe
- Verbesserung der Sauerstoff-Verwertung (O<sub>2</sub>-Utilisation) und damit verbesserte Zahnpflege durch Zunahme des Sauerstoffwechsels im Blut
- besserer Nährstoff-Transport
- Steigerung der Funktionsleistung der inneren Organe
- Energiezufluss dank Magnete
- mehr Abwehr.
- Die Entgiftung (Toxinausscheidung) wird verbessert

Mit der TINIBRUSH® halten Sie eine **sehr wirksame neue Zahnbürste** in den Händen, zum Wohle Ihrer Gesundheit und zur Vorbeugung. Funktionsstörungen können sich verbessern. Im Falle von organischen Leiden kann die TINIBRUSH® mithelfen, eine bessere Lebensqualität zu behalten.

## HAUPTANWENDUNGEN

Lokal im Mundbereich: Parodontose, Zahnfleischentzündung (Gingivitis), Verletzungen (Trauma), Geschwüre, Aphten, Infektionen (Alveolarabszesse und Pyorrhoe), Störungen der Kiefergelenke, Verschiebung der Ober-/Unterkieferachse, Zähneknirschen (Bruxismus).

## NEBENANWENDUNGEN

Innere Krankheiten und Organfunktionskreise der TCM über das Mikrosystem «Mund».



Nach jeder Mahlzeit Zähneputzen für zwei Minuten, bei fiebrigen Infektionen 5 Minuten, dies bei möglichst geschlossenem Mund. Die TINI-BRUSH® ziemlich zügig im Mund bewegen, wie Sie es von der Dentalhygiene her kennen. Die Magnete sollten möglichst die gelben und weissen Behandlungspunkte in der nebenstehenden Abbildung berühren. Der vordere Magnet soll den Raum der Backenzähne erreichen. Die oberen Magnete überstreichen den Raum zwischen Lippen und Zähnen. Es ist ratsam, auch jedesmal die Zungenoberfläche mitzuschrubben.

Zum Schluss empfiehlt es sich, mit den Magneten über die Lippen zu streichen, da die Zunge und die Lippen (siehe Abbildungen) ebenfalls Mikrosysteme darstellen.



## Aufbewahrung

Dank des selbstklebenden Metallscheibchens kann man die Zahnbürste an alle beliebigen Orte hinkleben; zum Beispiel an die Spiegelecke oder an eine Keramikplatte.

Dies führt zu einer besser Hygiene beim Zähneputzen. Das Aufbewahren der Zahnbürste in einem Zahnglas entfällt. (Kein Kontakt mehrer Zahnbürstenköpfe) Das Spiegelbild erinnert den Benutzer/in optimal an das tägliche Zähneputzen.




Wichtig: **ergonomische Handhabung** dank weltweit erstem „Scherengriff“. Damit zählt die TINIBRUSH zu den innovativsten Zahnbürsten die es auf dem Markt gibt. Sie besitzt einen um jeweils 90 Grad drehbaren und auswechselbaren Bürstenkopf mit 5 vergoldeten Permanentmagneten mit 1200 Gauss magnetischer Flussdichte.

### Preise der Produkte

**TINIBRUSH® Zahnbürste Standard weis Fr. 29.- (Euro 18.-)**



**TINIBRUSH®-Set mit 3 Ersatzköpfen Fr. 29.- CHF (Euro 18.--)**



**Kombination: TINIBRUSH® Zahnbürste & Set mit 3 Ersatzköpfen Fr. 54.- (Euro 33.75)**



### Bestellungen/ Auskünfte:

#### **megasana GmbH**

Urs Ackermann und Claudia Spiess

Schützengasse 5, CH-9410 Heiden

Tel 0041 (0) 71 891 10 60 / Natel 0041 (0) 79 794 63 42

E-Mail: [info@megasana.ch](mailto:info@megasana.ch)